

VOC 产品清单



百灵威 Accustandard 助力 VOC 检测



AccuStandard®



标准品:

产品编号 (超链接)	产品中名	浓度	符合标准
S-71437-100X	9 种总挥发性有机物	1000µg/mL	GB 50325/GB 18883
CLP-BTEX-10X	甲醇中 7 种苯系物	2.0 mg/mL	GB 50325/GB 18883
S-88786-06-2mL	甲醇中 16 种挥发性有机物	2000 µg/mL	GB 50325/GB 18883
S-11873A-M-10X	8 种苯系物混标	1.0 mg/mL	GB 50325/GB 18883
CLP-BTEX-10X	甲醇中 6 种苯系物混标	2.0 mg/mL	GB 50325
S-11873A-M-10X	甲醇中 8 种苯系物混标	1.0 mg/mL	GB 50325
S-17408A-R2	甲醇中 25 种挥发性有机物 VOC 混标	梯度浓度	GB 3838
S-20535-05	正己烷中 10 种硝基苯类混标	梯度浓度	GB 3838
M-502-10X	甲醇中 60 种挥发性有机物 VOC 混标	2000µg/mL	GB 5750.8
S-11873A-M-10X	甲醇中 8 种苯系物混标	1000 µg/mL	GB T11890-1989
S-20640-05-10X	23 种氯苯类混标	1000 µg/mL	GBT 20384-2006
S-24115-R2	甲醇中 19 种 VOC 混标	2000 ug/mL	GBT 27630-2011
S-82470-01	甲醇中 27 中 VOC 混标	1000µg/mL	GB/T 14848 (附录 B, 45-66)
S-83703-01	甲醇中 32 种挥发性有机物	2000µg/mL	GB 36600 (表一与表二)
S-83703-02	甲醇中 28 种挥发性有机物	2000µg/mL	GB 36600(表一基本项目)
M-502-10X	甲醇中 60 种有机挥发物 VOC 混标	2000µg/mL	GB 36600
S-69499-04	甲醇中 37 种挥发性有机物 VOC 混标	2000µg/mL	GB 36600
M-8260A-B-IS-10X	甲醇中 3 种内标	2.0 mg/mL	GB 36600
M-8260-SS-10X	甲醇中 3 种替代物	2.0 mg/mL	GB 36600
S-90286-04	乙腈中 21 种 VOC 混标	5000ppm	GB 18581
S-90286-05	乙腈中 22 种 VOC 混标	5000ppm	GB 18581
S-89922	甲醇中乙二醇醚及醚酯	2000 µg/mL	GB 18581
S-89924	甲醇中 18 种 VOC 混标	2000 µg/mL	GB 18581
S-89921	乙腈中 13 种 VOC 混标	5000 µg/mL	GB 18582
S-89920	乙腈中 22 种 VOC 混标	5000 µg/mL	GB 18582
ALR-115S-W	水中甲醛 (亦可用 M-8315-02、M-8315-02-10X)	100 µg/mL	GB 18582
S-89922	乙腈中乙二醇醚及醚酯	2000 µg/mL	GB 18582



百灵威科技
J&K Scientific

北京
T: +86 10 8284 8833
E: jkinfo@jk-sci.com

上海
T: +86 216163 8833
E: jksh@jk-sci.com

广州
T: +86 203888 9733
E: jkgz@jk-sci.com

香港
T: +852 2810 5022
E: jkhhk@jk-sci.com



jk-sci.com

VOC 产品清单



百灵威 Accustandard 助力 VOC 检测

S-89923	甲醇中 11 种卤代烃混标	2000 µg/mL	GB 18582
S-89924	甲醇中 17 种卤代烃混标	2000 µg/mL	GB 18582
CLP-BTEX-10X	甲醇中 6 种苯系物混标	2000 µg/mL	GB 18582
CLP-BTEX-10X	甲醇中 6 种苯系物混标	2000 µg/mL	GB 24409/GB 30981
S-89923	甲醇中 11 种卤代烃混标	2000 µg/mL	GB 24409/GB 30981
S-89924	甲醇中 11 种 VOC 混标	2000 µg/mL	GB 24409/GB 30981
S-89922	甲醇中乙二醇醚及醚酯	2000 µg/mL	GB 24409/GB 30981
萘			
M-502-40N	(亦可用 H-152N、M-502-40-10X、APP-9-136)	1g;	GB 30981
M-8015B-5031-17	水中甲醇	10 mg/mL	GB 30981
S-90286-03	甲醇中 16 种 VOC 混标	5000 µg/mL	GB 38507
S-90286-01	甲醇中 7 种挥发性有机物 VOC 混标	1000 µg/mL	GB 38508
S-90286-02	甲醇中 4 种卤代烃 VOC 混标	2000 µg/mL	GB 38508
ALR-115S-W	水中甲醛 (亦可用 M-8315-02、M-8315-02-10X)	100 µg/mL	GB 38508
CLP-BTEX-10X	甲醇中 6 种苯系物混标	2000 µg/mL	GB 38508
S-27633-02	二氯甲烷种 6 种苯胺类混标	1000 µg/mL	HJT 68-2001
S-69963	甲醇中 19 种有机挥发物混标	1000µg/mL	HJT 68-2001
M-524-FS	甲醇中 2 种 VOC 内标	2000µg/mL	HJT 68-2001
M-8315-R2-DNPH	乙腈中 15 种醛酮-DNPH 混标	0.1 mg/mL	HJ 400-2007
S-11873A-M-10X	甲醇中 8 种苯系物混标	100µg/mL	HJ 583-2010/HJ 584-2010
M-502-10X	甲醇中 60 种有机性挥发物 VOC 混标	2000µg/mL	HJ 605-2011
M-8260-ADD-10X	甲醇中 8 种有机性挥发物 VOC 混标	2000µg/mL	HJ 605-2011
S-1321B-10X	甲醇中 1,1,2-三氯丙烷	2000µg/mL	HJ 605-2011
S-67204-03	甲醇中 14 组分有机挥发物标准品	梯度浓度	HJ 620-2011
S-23846-R1	甲醇中 12 组分氯苯类混标 (亦可用 S-23846-R1)	梯度浓度	HJ 621-2011
S-26749-10X	甲醇中 12 组分酚类混标	1000µg/mL	HJ 638-2012
S-65873-02	甲醇中 57 组分挥发性有机物混标	1000ug/mL	HJ 639-2013
M-8260A-B-IS-10X	甲醇中 3 种内标	200µg/mL	HJ 639-2013/HJ 642-2013
M-8260-SS-10X	甲醇中 3 种替代物混标	2000µg/mL	HJ 639-2013/HJ 642-2013



VOC 产品清单



百灵威 Accustandard 助力 VOC 检测

CLP-004-80X	甲醇中对溴氟苯	2.0 mg/mL	HJ 639-2013/HJ 642-2013
S-65873-03	甲醇中 36 组分挥发性有机物混标 (亦可用 S-65873-01)	1000ug/mL	HJ 642-2013
S-26001-R1-10X	甲醇中 35 种挥发性有机物混标 (亦可用 S-26001-10X)	1000µg/mL	HJ 644-2013
CLP-004-80X	对溴氟苯	2.0 mg/mL	HJ 644-2013
S-20535-05-R2	15 种硝基苯混标	100ug/mL	HJ 648-2013
S-21486-R1-10X	甲醇中 13 种酚类混标 (亦可用 S-21486-R2)	1000 ug/mL	HJ 676-2013
S-19896-R3-W	水中 5 组分挥发性有机物混标	1000µg/mL	HJ 679-2013
S-77583	甲醇中 13 种 VOC 混标	1000µg/mL	HJ 686-2014
S-11873A-M-10X	甲醇中 8 种苯系物混标	100µg/mL	HJ 686-2014
M-8032	甲醇中丙烯酰胺	1000 µg/mL	HJ 697-2014
M-8032B	乙酸乙酯种 2,3-二溴丙酰胺	0.1 mg/mL	HJ 697-2014
M-8041	异丙醇中 21 种酚类混标 (亦可用 S-27633-04; S-27440)	1000 µg/mL	HJ 703-2014
M-8021B-NAV	甲醇中 35 种挥发性有机物 VOC 混标 (亦可用 S-69499-03 (34 种))	200µg/mL	HJ 713-2014/HJ 714-2014
M-502-IS	甲醇中 2 种内标	2000µg/mL	HJ 713-2014/HJ 714-2014
CLP-004-80X	甲醇中 4-溴氟苯	2000µg/mL	HJ 713-2014/HJ 714-2014
M-502-IS-2-3	甲醇中二氯甲烷-D2	2000µg/mL	HJ 713-2014/HJ 714-2014
M-624-SS-11-10X	甲醇中 1, 2-二氯苯-D4	2000µg/mL	HJ 713-2014/HJ 714-2014
S-20535-05-R2	15 种硝基苯混标	100ug/mL	HJ 716—2014
S-67142-03A-2X	甲醇中 19 种 VOC 混标	2000µg/mL	HJ 734-2014
S-67142-03B-2X	乙腈中 4 种酯类混标	2000µg/mL	HJ 734-2014
S-67142-01C	甲醇中六甲基二硅氧烷	1000µg/mL	HJ 734-2014
M-8260A-B-IS-10X	甲醇中 3 种内标	200µg/mL	HJ 734-2014
M-8260-SS-10X	甲醇中 3 种替代物混标	2000µg/mL	HJ 734-2014
M-8021B-NAV	甲醇中 35 种混标 (亦可用 S-69499-03 (34 种))	200µg/mL	HJ 735-2015



VOC 产品清单



百灵威 Accustandard 助力 VOC 检测

M-502-IS	甲醇中 2 种内标	2000µg/mL	HJ 735-2015
CLP-004-80X	甲醇中对溴氟苯	2000µg/mL	HJ 735-2015
M-502-IS-2-3	甲醇中 氘代二氯甲烷	2000µg/mL	HJ 735-2015
M-624-SS-11-10X	甲醇中 1, 2-二氯苯-D4	2000µg/mL	HJ 735-2015
CLP-004-80X	甲醇中对溴氟苯	25 µg/mL	HJ 735-2015
S-69499-01	正己烷中 7 种硝基苯类混标	2000µg/mL	HJ 738-2015/HJ 739-2015
S-69499-04	甲醇中 37 种挥发性有机物混标	2000µg/mL	HJ 741-2015
S-68206	异丙醇中 14 种酚类混标	100ug/mL	HJ 744-2015
M-8041-IS-20X	异丙醇中 2 种内标	1000ug/mL	HJ 744-2015
M-8040-SS	异丙醇中 2 种酚混标	2000ug/m	HJ 744-2015
S-77503	甲基叔丁基醚中 9 种挥发性有机酸混标 (亦可用 M-552.2A-R1)	2000ug/mL	HJ758-2015
M-552.1-IS	甲基叔丁基醚中 1,2,3-三氯丙烷	1000µg/mL	HJ758-2015
M-552.2-SS2	甲基叔丁基醚中 2-溴丁酸	10 mg/mL	HJ758-2015
S-69499-04	甲醇中 37 种挥发性有机物混标	2000µg/mL	HJ760-2015
M-8015B/5031-02	水中乙腈	10mg/mL	HJ788-2016
M-8033	水中乙腈	1000 µg/mL	HJ 789-2016
S-22134-10X	水中 3 种 VOC 混标	1000 µg/mL	HJ 806-2016
M-8270-03-ASL	二氯甲烷中 9 种亚硝胺混标	2.0 mg/mL	HJ 809-2016
S-73203	甲醇中 55 种挥发性有机物混标 (S-65873-02, 57 种)	1000 µg/mL	HJ 810-2016
P-962S-CN	乙腈中甲基磺草酮/硝磺草酮	100 µg/mL	HJ 850-2017
S-76763	正己烷中 7 种邻苯二甲酸酯类混标	2000µg/mL	HJ 867-2017
M-525-IS	二氯甲烷中 4 种内标	2.0 mg/mL	HJ 867-2017
J-013	邻苯二甲酸二苯酯	100mg	HJ 867-2017
CLP-033	二氯甲烷中十氟三苯基磷	0.25 mg/mL	HJ 867-2017
M-8061A	正己烷中 6 种邻苯二甲酸酯混标	1000 µg/mL	HJ 869-2017
M-8061-IS	正己烷中苯甲酸苄酯	5.0 mg/mL	HJ 869-2017
J-013	邻苯二甲酸二苯酯	100mg	HJ 869-2017
S-19896-R2-W	水中丙烯醛、丙烯腈与乙腈混标	2000 µg/mL	HJ 874-2017
s-22134-10x	水中 VOC 混标 (乙醛、丙烯醛、丙烯腈)	1000 µg/mL	HJ 874-2017
GRH-004S-10X	甲醇中挥发性石油烃混标	梯度浓度	HJ 893-2017



VOC 产品清单



百灵威 Accustandard 助力 VOC 检测

S-65230-R1	甲醇丙酮二组分混标	100µg/mL	HJ 895-2017
S-81068	甲醇中 9 种苯系物混标,	1000µg/mL	HJ 975/976-2018
IC-ACET-10X-1	水中乙酸根离子	1000 µg/mL	HJ 1004-2018
IC-FORM-10X-1	水中甲酸根离子	1000 µg/mL	HJ 1004-2018
IC-OXAL-10X-1	水中草酸根离子	1000 µg/mL	HJ 1004-2018
AS-E0005	甲醇联苯胺	1000 µg/mL	HJ 1014-2019/HJ 1017-2019
GA-001-10X	普通无铅汽油(C6-C9) (亦可用 GRH-004S-10X)	5000ug/mL	HJ 1020-2019
S-86200-01	甲醇中 15 种苯胺类混标	梯度浓度	HJ 1048-2019
M-605-10X	甲醇中联苯胺, 3,3'-二氯联苯胺 (亦可用 Z-014F)	1000 ug/mL	HJ 1048-2019
S-86195	甲醇中苯胺-d5	100 ug/mL	HJ 1048-2019
S-11159M1-1mL	甲醇中联苯胺-d8	100 ug/mL	HJ 1048-2019
S-86200-02	甲醇中 4 种硝基酚类混标	1000 ug/mL	HJ 1049-2019
S-11873A-M-10X	甲醇中 8 种苯系物混标	100µg/mL	HJ 1067-2019
S-87034-04-100mL	水中 4 种胺类离子混标	梯度浓度	HJ 1076-2019
S-67435-R2	乙醇中 10 种氯苯类混标溶于乙醇	1000 µg/mL	HJ 1079-2019
M-8260A-B-IS-10X	甲醇中 3 种内标	2.0 mg/mL	HJ 1079-2019
M-8260-SS-10X	甲醇中 3 种替代物	2.0 mg/mL	HJ 1079-2019
S-95462-10X	甲醇中 2 种制冷剂混标	1000 µg/mL	HJ 1194-2021
S-95464	甲醇中 10 种气态制冷剂混标	100 µg/mL	HJ 1195-2021
S-88051	甲醇中 4 种工业清洗剂混标	1000 µg/L	HJ 1196-2021

更多资料请访问百灵威官网:

[百灵威科技-化学试剂、分析试剂、生物试剂、有机试剂、仪器耗材 \(jkchemical.com\)](http://jkchemical.com)

获得更多详细的 VOC 资料请访问 Accustandard:

[Volatiles \(VOCs\) - AccuStandard](#)



北京
T: +86 10 8284 8833
E: jkinfo@jk-sci.com

上海
T: +86 216163 8833
E: jksh@jk-sci.com

广州
T: +86 203888 9733
E: jkgz@jk-sci.com

香港
T: +852 2810 5022
E: jkhk@jk-sci.com



jk-sci.com